

E.coli DH5 α 感受态细胞

● 产品规格

E.coli DH5 α 感受态细胞 100 μ l*10

● 储存条件

-80°C(12 个月)

● 基因型

F- ϕ 80 lac Z Δ M15 Δ (lacZYA-arg F) U169 endA1 recA1 hsdR17(rk-,mk+) supE44 λ - thi -1 gyrA96 relA1 phoA

● 产品简介

本产品是采用大肠杆菌 E.coli DH5 α 菌株经特殊工艺处理得到的感受态细胞，实验室最常用的克隆感受态细胞，转化效率高，可用于蓝白斑筛选。

特点：1. DH5 α 菌株是实验室最常用的感受态细胞。缺失核酸内切酶(endA)，提高了质粒 DNA 的产量和质量。2. 重组酶缺陷型(recA)减少插入片段的同源重组概率，保证了插入 DNA 的稳定性。3. ϕ 80lacZ Δ M15 基因产物可与载体编码的 β -半乳糖苷酶氨基端实现 α 互补，可用于蓝白斑筛选。DH5 α 菌株的缺点是生长缓慢，37°C需培 12-14 小时才能看见克隆。pUC19 质粒检测，转化效率可达 10⁸ cfu/ μ g DNA。

● 使用说明

- 1). 取 100 μ l 感受态细胞置于冰浴中融化。
- 2). 待感受态细胞融化后，向感受态细胞悬液中加入目的 DNA (根据实际情况加入适量的 DNA，通常 100 μ l 感受态细胞能够被 1 ng 超螺旋质粒 DNA 所饱和)，用移液器轻轻吹打混匀，静置冰浴 30min。
- 3). 42°C热击 45sec，然后快速将离心管转移到冰浴中静置 2-3min，该过程不要摇动离心管。
- 4). 每个离心管中加入 450 μ l 无菌的 SOC 或 LB 培养基 (不含抗生素)，混匀后置于 37°C摇床，150 rpm 振荡培养 45~60min 使菌体复苏。
- 5). 根据实验需求，取适量已转化的感受态细胞，加到含相应抗生素的 SOC 或 LB 固体琼脂培养基上，用无菌的涂布棒将细胞均匀涂开，将平板置于 37°C直至液体被吸收，倒置培养，37°C培养 12~16h。

● 注意事项

- 1). 感受态细胞最好在冰中缓慢融化。
- 2). 混入质粒或连接产物时应轻柔操作。
- 3). 转化高浓度的质粒或高效率的连接产物可相应减少最终用于涂板的菌量。

***本试剂仅供实验室研究使用**